

## OTOMATİK KARTUŞ AKTİVATÖRLÜ KONTEYNİR STERİL-JET SİSTEM



### Küçük

465x280x260 mm



### Standart

580x280x260 mm



### Mini

465x280x490 mm



### Büyük

580x280x490 mm

*Hızlı Sterilizasyon*



### Endüstriyel

790x570x420 mm

*%100 Güvenli*

*Patentli Ürün*

**ETO STERİLİZASYONUNDA DEVRİM  
STERİLİZASYON VE HAVALANDIRMA  
SADECE 2 SAAT ...**

Axis Otomatik Kartuş Aktivatörlü Konteynir sayesinde, Gaz Difüzyon Teknikli Etilen Oksit Sterilizasyonunda kullanılan gaz kartuşlarının, el değmeden otomatik aktivasyonu mümkün olmaktadır. Sterilizasyon sonrası havalandırma, otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Gaz difüzyon tekniğinde kullanılan Liner Bag isimli sterilizasyon torbalarına olan gereksinim ortadan kaldırılmıştır. Gaz kartuşu, steril edilecek malzemelerle birlikte, cerrahi konteynıra tümlüştük aktivatördeki yuvasına yerleştirilir. Sterilizatörün harici su kaynağına ihtiyacını ortadan kaldıran pratik nem çipi, kendi yuvasına konulur. EN11135 standardında öngörülen sterilizasyon konsantrasyonunu (derişim) doğrudan analizle ölçebilen Dozimetre, konteynir içindeki bölümüne takılır. Konteynir bünyesindeki şeffaf pencereden, dozimetre üzerinden sterilizasyon koşulları anlık izlenebilmektedir.

Sistemin getirdiği en önemli avantaj, Sterilizasyon ve Havalandırma sürelerini, akredite laboratuvar testleri ile de onaylı halde, düşük miktardaki gaz kullanımı ile beraber toplam 2 saate indirgeyerek, ETO gibi etkinliğini günden güne kanıtlayan güçlü bir sterilizasyon işlemini, hızlı ve güvenli olarak sunmasıdır.

**KORDON TIP SAĞLIK ARAÇLARI LTD. ŞTİ.**

10006/1 Sokak No:43 AOSB Çiğli - İZMİR

Tel: 0.90-232-348 60 60 • Fax: 0.90-232-348 60 90

Web: www.kordontip.com • E-mail: info@kordontip.com