


@x AXIS


ROLLBORD HASTA TRANSFER SİSTEMİ ROLLBORD PATIENT TRANSFER SYSTEM



- Antibakteriyel
- Radyolojiye uygun
- Kolay ve rahat hasta transferi
- 20 cm'e kadar boş sedye aralıklarında uygulanabilir
- Katlabilir
- Kolay temizlenebilir.

- Anti-bacterial
- Radioluscent, Non-toxic
- Easy and safe transfer
- Bridges gaps up to 20 cm
- Folding
- Easy to clean

	<i>Standard Model</i>	<i>Mini Model</i>	
Uzunluk	1800 mm	820 mm	Length
Genişlik	500 mm	500 mm	Width
Yükseklik	20 mm	20 mm	Height
Ağırlık	2,5 Kg	1,25 Kg	Weight



Ameliyat sonrası üzerinde bulunan özel kumaş sayesinde hastayı hareket ettirmeden yatağına veya başka bir sedyeye kolaylıkla transfer etmeye yarar. Üzerinde bulunan özel kumaş iç kaplama malzemesi üzerinde dönerek hastayı transfer etmeye yarar. Hasta transferi bir kişi tarafından rahatlıkla yapıyabilir. Temizlenmesi kolaydır. X-Ray ışınlarını geçirgendir. Ortadan ikiye katlanarak taşınabilir.

By the help of this rollbord the patient can be transferred to his bed easily after surgery. There is a special cloth on the surface so the patient will be transferred safely without moving. Also this transfer can be made by one person. Easy to clean X-Ray lights compatible. Flexible in order to carry easily.