

@x

AXIS

STERİLİZASYON RULOLARI VE POŞETLERİ STERILIZATION REELS AND POUCHES



- Axis medikal ambalaj ürünleri, tıbbi malzeme ve ekipmanlar için güçlü ve güvenli steril bariyer sistemleri sağlar.
- Bütün baskılar ürüne pigment migrasyonunu riskini engellemek için paketlenme alanı dışına, kenar kaynak içlerine yerleştirilmiştir.
- Açılırken yırtılma riskini elimine eden extra katmanla güçlendirilmiş film.
- Şeffaf, çok katlı, co-polimer film ile ambalaj içindeki ürün kolaylıkla görülebilir.
- Üstün bariyer özellikte 60 gr ya da 70 gr medikal kraft kağıt.
- Tüm kapatma makineleri ile kolaylıkla yapıştırılabilmektedir.
- Su bazlı non-toksik proses indikatörleri ISO 11140 normuna uygundur.
- İstenildiğinde FO ve Plasma indikatörleri uygulanabilir.
- Güçlü 3 kademeli kenar kaynak ve renk değiştiren görünür yapışma kanalları.
- Temiz açılır, açılma esnasında kağıttan partikül koparmaz.
- Açma yönü işaretlidir.
- EN 868-5 standardına uygundur.

- Axis medical packaging provides safe and reliable sterile barrier systems for medical devices, pharmaceutical solutions and other healthcare products.
- All imprints are located outside the packing area to prevent ink pigment migration to the product.
- Extra reinforced layered film to avoid tear during opening.
- Transparent, multilayer co-polymer colored film allows easy identification.
- Superior barrier with 60 gsm or 70 gsm medical kraft paper.
- Can be easily sealed with all sealing machines.
- Non-toxic accurate, process indicators for steam and EO gas conforming to the ISO 11140.
- Formaldehyde (FO) and Hydrogen peroxide (plasma) Indicator available upon request
- Strong seal-strength, visible sealing lines
- Clean fibre-free opening
- Triple band strong seal creates three independent barriers to contamination,
- All materials comply with international standards.
- Conformity with EN 868-5.

AXFR DÜZ RULOLAR AXFR FLAT REELS

Kod Code	Ölçüler Size
AXFR50200	50mm x 200m
AXFR75200	75mm x 200m
AXFR100200	100mm x 200m
AXFR150200	150mm x 200m
AXFR200200	200mm x 200m
AXFR250200	250mm x 200m
AXFR300200	300mm x 200m
AXFR350200	350mm x 200m
AXFR400200	400mm x 200m

AXGR KÖRÜKLÜ RULOLAR AXGR GUSSETED REELS

Kod Code	Ölçüler Size
AXGR75100	75mm x 100m
AXGR100100	100mm x 100m
AXGR150100	150mm x 100m
AXGR200100	200mm x 100m
AXGR250100	250mm x 100m
AXGR300100	300mm x 100m
AXGR350100	350mm x 100m
AXGR400100	400mm x 100m